



*Facilité de soin des plaies à domicile*

# TOPIVAC TOPI

**NPWT MOBILE JETABLE**

**APPAREILS ET ENSEMBLES DE TRAITEMENT DES PLAIES**

**ENSEMBLE DE 5 PANSEMENTS CLASSIQUES  
COMPRENANT TOPI A100 APPAREIL  
JETABLE MOBILE**



3 modes de vide différents;

-75  
mmHg

-100  
mmHg

-125  
mmHg

**ENSEMBLE DE 5 PANSEMENTS À INCISION  
COMPRENANT APPAREIL MOBILE JETABLE  
TOPI A200**



3 different vacuum modes;

-35  
mmHg

-50  
mmHg

-65  
mmHg

Conçu pour une utilisation par un seul patient, unique le traitement est un traitement de plaie à pression négative avec un protocole. Système de fermeture de plaie à pression négative, microcapillaire il accélère la cicatrisation des tissus en augmentant la circulation. Appareil et le dressing fonctionnent harmonieusement et intégralement les uns avec les autres.

Système, confort de traitement du patient au plus haut niveau c'est un système actif de traitement des plaies qui enlève et compacte et la structure mobile ergonomique (un téléphone portable dans les processus de traitement des plaies des patients avec de leur quotidien, de leur mobilité il offre une qualité de vie et un confort de mouvement sans rupture.

Tout en guérissant les plaies rapidement et efficacement le besoin de personnel expert avec facilité d'application facilité de soins des plaies à domicile pour les patients en réduisant et fournit la mobilité, réduit les admissions à l'hôpital, le traitement réduit les coûts et les services de santé cela garantit qu'il est présenté plus efficacement et plus largement.


TOPI A100 et A200, spécialement conçus pour l'appareil, un ensemble de pansements appliqués sur la zone blessée au moyen duquel l'exsudat est constamment créé la traction garantit que la pression négative est uniformément répartie. En formant la granulation, la plaie est cicatrisée. Contrairement à l'incision A100, A200 (chirurgie après la plaie d'incision) à utiliser après il est conçu. Les valeurs de vide sont plus faibles et avec son éponge médicale spéciale spécifique aux plaies d'incision Décongestionner les bords de l'incision sans endommager les points de suture il permet une cicatrisation rapide de la plaie tout en maintenant et esthétique comme il aide également à prévenir les cicatrices.



**Plaie du Pied Diabétique  
Plaie Chronique**



**Plaie Chronique**



**Ulcère Veineux**



**Douleur de Pression / Lit**



**Brûlure**



**Plaies Infectées**

## **TOPI A100 Classique**


Et ainsi de suite toutes sortes de plaies jusqu'à 100 cm<sup>2</sup> avec l'approbation du médecin il est utilisé pour une cicatrisation rapide de la plaie.

## **QUELS TRAITEMENTS DE PLAIES EST-IL UTILISÉ ?**

### **Modèle A200 INCISION**



**Plaies de Chirurgie Plastique**



**Plaies par Césarienne**



**Plaies d'Incision**



**Plaies Chirurgicales  
Cardiothoraciques et Vasculaires**



**Plaies Chirurgicales  
Obstétricales et Gynécologiques**



**Plaies Chirurgicales  
Orthopédiques**

Utilisé par les médecins après la chirurgie pour réduire le risque d'infection à l'hôpital, pour empêcher la plaie de s'infecter, pour guérir la plaie rapidement et pour prévenir les cicatrices.

# NPWT Mobile Jetable TOPI

## Ensemble De Thérapie De Soins Des Plaies Assistée Par Vide

L'ensemble de Thérapie de Soins des plaies assistée Sous Vide TOPI Mobile Jetable NPWT

Comprend 1 Protocole et 5 Produits Stériles de Traitement de Pansement.

- 1 Aspirateur TOPI Mobile Jetable NPWT Assisté Appareil de traitement des plaies (TOPIA 100 ou TOPIA 200)
- 5 Pièces de Mousse de pansement (Classique ou Incision)
- 5 boîtes de 75 cc
- Tuyau d'extension 1 Pièces
- 1 Pièce de Drap supplémentaire de 30x40 cm
- 1 Sac de Transport pour Appareil
- 1 Pcs Manuel d'utilisation



TOPI A100 Classique TPN  
Plaie Assistée Par Vide  
Appareil de Thérapie de  
Soins



Ensemble de Mousse de Pansement  
Classique mousse de pansement 10\*10 cm  
Pavé Tactile 1 Pièces  
1 Pièce de drap 30x40 cm  
1 Règle de Pcs



Drap de 30\*40 cm



Tuyau d'Extension



TOPI A200 Incision  
NPWT Assisté par le Vide  
Thérapie de Soins Des  
Plaies  
Appareil



Ensemble de Mousse pour Pansement  
Incision Mousse de pansement 4,5\*22 cm  
Pavé Tactile 1 Pièces  
1 Pièce de drap 30x40 cm  
1 Règle de Pcs



Bidon de 75 cc



Sac de Transport pour Appareil

# AVANTAGES



## **Pratique et Facile à utiliser**

- Facilité de démarrage et de fin de traitement avec un seul bouton



## **Système d'Avertissement Visuel Et Sonore**

- Haute sécurité avec système d'avertissement visuel et sonore. (Alerte instantanée en cas de fuite de vide, cartouche pleine et batterie faible)



## **Convivial**

- Zéro risque de contamination croisée.
- Zéro coût pour la maintenance préventive.
- Grâce à sa conception innovante qui permet un fonctionnement silencieux pendant la thérapie, ne vous dérange pas même pendant votre sommeil.
- Système à cartouche pour une gestion efficace des exsudats.
- Un petit design léger qui est facile à porter ou à accrocher sur le corps, peut être caché sous les vêtements et vous aide à continuer votre vie sociale sans interruption sans que personne ne s'en aperçoive.
- Traitement ininterrompu grâce à une utilisation efficace de la batterie



## **Facilité d'Utilisation Sans Personnel Expert**

- Adaptable de l'hôpital aux soins de longue durée, en ambulatoire ou en soins.



## **Doux pour la Peau**

- Respirabilité optimale pour la peau saine du patient tout en maintenant un environnement sous vide pour la plaie.
- Système de mousse spécial utilisé pour aspirer l'exsudat et tout liquide de la plaie en créant un environnement hygiénique dans la plaie.



## **Confort de Mouvement**

- Un ensemble de pansements spécial offre une forte adhérence pour maintenir un mode de vie actif tout en gardant le pansement intact pendant le traitement.
- Qualité de vie et confort de mouvement grâce à sa structure mobile compacte.

*Au-Delà De Cela, Il Y A Le Confort Du Patient...*

# Systeme Avancé De Gestion Des Plaies

**TOPIVA**<sup>®</sup> TOPICAL  
VACUUM  
TREATMENT  
UNIT  
WOUND CARE



topi.vac



Topivac NPWT



TopiVac Advanced Wound Care



TopiVac - @topivacwoundcare



+90 (312) 354 60 40



info@amedus.com



www.topivac.com



Ostim OSB Mah. 100. Yil Blv No: 99/34

Yenimahalle 06374 Ankara/ Turkey



9001:2015



13485:2016

