




TopiVac Vakum Yardımlı Yara Kapama Pansuman Setleri NPWT Teknik Özellikler / DataSheet / Teknik Katalog





Klasik Vakum Yardımlı Yara Tedavi Kapama Setleri & İnsizyon, Abdominal Tedavi Kapama Setleri

Ürün Barkodu	ÜRÜN GRUBU / MODEL	Ürün Referans Numarası (Katalog)	Klasik Vakum Yardımlı Yara Tedavi Kapama Setleri & İnsizyon, Abdominal Tedavi Kapama Setleri ÜRÜN ADI /TİP
8697400830065	MultiDRESS	TPVSAF	VAKUM YARDIMLI YARA KAPAMA SETİ – BATIN
8697400830508	MultiDRESS	TPVSSF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ KÜÇÜK
8697400830515	MultiDRESS	TPVSMF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ ORTA
8697400830522	MultiDRESS	TPVSLF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ BÜYÜK
8697400831871	Topiset	TPVISF	Topivac Vakum Yardımlı Spiralli Küçük İnsizyon Kapama Seti (Multidress)
8697400831888	Topiset	TPVIMF	Topivac Vakum Yardımlı Spiralli Orta İnsizyon Kapama Seti (Multidress)
8697400831895	Topiset	TPVILF	Topivac Vakum Yardımlı Spiralli Büyük İnsizyon Kapama Seti (Multidress)
8697400831901	Multidress	TPVIST	Topivac Topikal Vakum Tedavi İnsizyon Seti - Spiralli Küçük (Multidress)
8697400831918	Multidress	TPVIMT	Topivac Topikal Vakum Tedavi İnsizyon Seti - Spiralli Orta (Multidress)
8697400831925	Multidress	TPVILT	Topivac Topikal Vakum Tedavi İnsizyon Seti - Spiralli Büyük (Multidress)
8697400831994	Topiset	TOPIVAC TPVIST	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-KÜÇÜK
8697400832007	Topiset	TOPISET TPVIST	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-KÜÇÜK
8697400832014	Topiset	MULTIDRESS TPVIST	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-KÜÇÜK
8697400832021	Topiset	TOPIVAC TPVIMT	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-ORTA
8697400832038	Topiset	TOPISET TPVIMT	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-ORTA
8697400832045	Topiset	MULTIDRESS TPVIMT	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-ORTA
8697400832052	Topiset	TOPIVAC TPVILT	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-BÜYÜK
8697400832069	Topiset	TOPISET TPVILT	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-BÜYÜK
8697400832076	Topiset	MULTIDRESS TPVILT	TOPIKAL VAKUM TEDAVİ İNSİZYON SETİ-BÜYÜK
8697400832595	Topivac	TOPIVAC TPVSSF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –KÜÇÜK
8697400832601	Topivac	TOPISET TPVSSF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –KÜÇÜK
8697400832618	Topivac	MULTIDRESS TPVSSF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –KÜÇÜK
8697400832625	Topivac	TOPIVAC TPVSMF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –ORTA
8697400832632	Topivac	TOPISET TPVSMF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –ORTA
8697400832649	Topivac	MULTIDRESS TPVSMF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –ORTA
8697400832656	Topivac	TOPIVAC TPVSLF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –BÜYÜK
8697400832663	Topivac	TOPISET TPVSLF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –BÜYÜK



Ürün Barkodu	ÜRÜN GRUBU / MODEL	Ürün Referans Numarası (Katalog)	Klasik Vakum Yardımlı Yara Tedavi Kapama Setleri & İnsizyon, Abdominal Tedavi Kapama Setleri ÜRÜN ADI /TİP
8697400832670	Topivac	MULTIDRESS TPVSLF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –BÜYÜK
8697400832687	Topivac	TOPIVAC TPVSAF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –BATIN
8697400832694	Topivac	TOPISET TPVSAF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –BATIN
8697400832700	Topivac	MULTIDRESS TPVSAF	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ –BATIN
8697400832717	Topivac	TOPIVAC TPVISF	İNSİZYON KİTİ -KÜÇÜK
8697400832724	Topivac	TOPISET TPVISF	İNSİZYON KİTİ -KÜÇÜK
8697400832731	Topivac	MULTIDRESS TPVISF	İNSİZYON KİTİ -KÜÇÜK
8697400832748	Topivac	TOPIVAC TPVIMF	İNSİZYON KİTİ -ORTA
8697400832755	Topivac	TOPISET TPVIMF	İNSİZYON KİTİ -ORTA
8697400832762	Topivac	MULTIDRESS TPVIMF	İNSİZYON KİTİ -ORTA
8697400832779	Topivac	TOPIVAC TPVILF	İNSİZYON KİTİ -BÜYÜK
8697400832786	Topivac	TOPISET TPVILF	İNSİZYON KİTİ -BÜYÜK
8697400832793	Topivac	MULTIDRESS TPVILF	İNSİZYON KİTİ -BÜYÜK

TEKNİK ÖZELLİKLER

MARKA	TopiVAC
Model	Topiset / MultiDress / Multicase / Canister
Üretici	TEKNOMAR LTD. ŞTİ.
TOPIVAC Yara Kapama Seti Sınıfı	Sınıf-Iıb (steril)
TOPIVAC Toplama Kabı Sınıfı	Sınıf-Is (steril)
Cihaz Uyumluluğu	TopiVAC Marka Cihazlar ile Kullanılır
Kullanım şekli	Tek kullanımlık (disposable)
Steril Paketleme Türü	EO Sterilizasyon paketi
Sterilizasyon Türü	Etilen Oksit ile Steril edilmiştir
Steril Raf Ömrü	24 ay
Hastada Maksimum Kullanma Süresi	72 saat
Pansuman Kiti	Her bir Tedavi Seansı için bir Set
DEHP içeriği	DEHP türü kimyasal içermez

BELGELER	ISO 9001, ISO 13485, 93/42 AT CE, Yerli Malı Belgesi, TUR Belgesi, Serbest Satış Sertifikası
ÜRÜN TEST ve ANALİZLERİ	Sitotoksisite Senzitizasyon İrritasyon Etilenlor Hidrin Biyolojik Yük (Aerobic, küf, maya) Bioburden Sterilite Etilen oksit Kalıntı testi, Sağlamlık Sızdırmazlık Yaşlandırma Testleri
Ürün Menşei	TR
GTIP Numarası	90.18.90.93.00.00
GMDN Kodu	34059

Ürün Ambalaj Özellikleri

Ürün Adı	Bir Koli İçindeki Ürün Sayısı (adet)	Koli Ölçüleri (cm)	Koli Ağırlığı (kg)
Küçük / Orta Kapama Seti	20	34 x 38 x 32	2.1
Büyük Kapama Seti	20	34 x 48 x 32	2.3
Toplama Kabı (Canister)	10	39 x 56 x 23	5.1
Muticase (O2 / O3 Yıkama ve Toplama Kartuşu)	5	36 x 42 x 23	6.9
Abdominal (Batın Kapama Seti)	10	38 x 48 x 32	2.4