

**Teknik Özellikler
/ Datasheet**



MODELLER	HAND T-NPWT KLASİK	HAND T-NPWT DIGITAL YIKAMALI	MEDIUM V2	MEDIUM KLİNİK / V4
TİPİ	Digital Hand Vakum Yardımlı (NPWT) Yara Kapama Terapi Cihazı	Digital Hand Vakum Yardımlı Yıkamalı (Irrigation) Yara Kapama Terapi Cihazı	Medium V2 Profesyonel Tip Hybrid Topical Yara Tedavi Cihazı	Medium Clinic / V4 Profesyonel Tip Hybrid Topical Yara Tedavi Cihazı
SINIF	MDD: Class IIa	MDD: Class IIa	MDD: Class IIa	MDD: Class IIa
BOYUT (mm)	En:150 Boy:190 Yükseklik:200	En:150 Boy:190 Yükseklik:200	En:150 Boy:190 Yükseklik:200	En:150 Boy:190 Yükseklik:200
EKRAN	LCD 5" Dokunmatik Ekran	LCD 5" Dokunmatik Ekran	LCD 5" Dokunmatik Ekran	LCD 5" Dokunmatik Ekran
GÜÇ	2,4W (stand-by kullanımda)	2,4W (stand-by kullanımda)	3 W (stand-by kullanımda)	3 W (stand-by kullanımda)
GERİLİM	220 V - 50/60 Hz / 13.8 VDC	220 V - 50/60 Hz / 13.8 VDC	220 V - 50/60 Hz / 13.8 VDC	220 V - 50/60 Hz / 13.8 VDC
ŞARJ CİHAZI	Input 220 VAC 50-60 Hz output 13.8 VDC	Input 220 VAC 50-60 Hz output 13.8 VDC	Input 220 VAC 50-60 Hz output 13.8 VDC	Input 220 VAC 50-60 Hz output 13.8 VDC
AĞIRLIK	1,650 Kg.	1,950 Kg.	2,050 Kg.	2,100 Kg.
ÇALIŞMA VAKUMU	-20 / -200 mmHg	-20 / -200 mmHg	-20 / -200 mmHg	-20 / -200 mmHg
SES DÜZEYİ	55 dB, ±3	55 dB, ±3	55 dB, ±3	55 dB, ±3
ALARMLAR	Sesli ve görsel uyarı	Sesli ve görsel uyarı	Sesli ve görsel uyarı	Sesli ve görsel uyarı
YARA TEDAVİ FONKSİYON ÖZELLİKLERİ	<ul style="list-style-type: none"> • Aralıklı Vakum ve Artan Vakum Terapi • Klasik Negatif Basıncılı Vakum Terapi 	<ul style="list-style-type: none"> • Aralıklı Vakum ve Artan Vakum Terapi • Klasik Negatif Basıncılı Vakum Terapi • Nemlendirme • BDL Su ile Yıkama • Özel Yıkama 	<ul style="list-style-type: none"> • Aralıklı Vakum ve Artan Vakum Terapi • Konvansiyonel NPWT • Nemlendirme • O₂ / O₃ Instilasyon/Yıkama • O₂ Su Instilasyon/Yıkama • O₂ Gaz Terapisi • Özel Yıkama 	<ul style="list-style-type: none"> • Aralıklı Vakum ve Artan Vakum Terapi • Konvansiyonel NPTW • Nemlendirme • O₂ / O₃ Instilasyon/Yıkama • Electro / Tens • O₂ / O₃ Gaz Terapisi • Özel Yıkama • Yanık Tedavisi İçin OzonBag Ozon Terapi

Cihazlar İçin Uyumlu Topikal Vakum Tedavi Pansuman Setleri: Multidress, Multicase, Canister, Ozonbag, Topiset